

# CARA LAKUKAN UJIAN ART KENDIRI


- 1** Bersihkan tangan anda dengan sanitiser tangan.



- 2** Anda akan lihat barang berikut di hadapan anda.




- 3** Keluarkan alat swab daripada pakej.




- 4** Masukkan alat swab sekitar 2cm ke dalam lubang hidung anda. Pusingkannya 10 kali. Ulang pada lubang hidung yang lagi satu.



- 5** Keluarkan kedad daripada tiub penimbal pengekstrakan. Masukkan alat swab dan kacaunya 10 kali.



- 6** Picit tiub apabila dikeluarkan alat swab.




- 7** Tekan penutup dengan rapat ke dalam tiub.



- 8** Ketuk dengan perlahan bahagian tepi tiub untuk campurkan larutan.



- 9** Letakkan 4 titisan ke dalam lubang sampel kotak ujian. Tunggu sekitar 15 minit untuk keputusannya.



- 10** Sekiranya negatif, buang barang yang digunakan ke dalam tong sampah. Sekiranya positif atau ujian anda tidak sah sebanyak dua kali, ikuti arahan dalam laporan di atas.

